

Clip et insert Scorpion I

Scorpion (Générique International)



Le distributeur français Générique International, bien connu pour importer chez nous des produits historiques comme le Super Bond, nous avait proposé de découvrir cette innovation très astucieuse conçue par une entreprise auvergnate nommée Scorpion. Il s'agit d'un insert destiné aux pièces à main ultrasonores, de morphologie assez classique, qui se décline pour toutes

Maintenance facilité

les grandes marques présentes sur le marché (5 types de connectique) sur lequel peut être adapté un petit manchon en Peek nommé fort opportunément Clip, puisque celui-ci vient se clipser sur l'insert lui-même.

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes l'intérêt grandissant des industriels de la profession pour ce matériau polymère, le Peek, dont les propriétés de biocompatibilité ne sont plus à démontrer. Dans le cas présent, ce sont plus ses propriétés de robustesse qui sont utilisées : le Peek va permettre la transmission des impulsions ultrasoniques aux surfaces instrumentées, sans en altérer l'état de surface. Cela se révèle particulièrement intéressant pour traiter les surfaces fragiles, notamment les piliers implantaires qui sont sa principale indication.

Les clips sont placés dans un support autoclavable qui peut en accueillir 5, très pratique pour l'insertion/

désinsertion du dispositif qui se fait alors sans effort. Ce support, nommé Clipper, permet en outre de contrôler l'usure des clips.

Nos évaluateurs ont unanimement reconnu que le système était bien pensé, et que son utilisation était globalement conforme au cahier des charges, même si quelques difficultés sont survenues au niveau de la tenue du clip sur l'insert durant le travail. Il faut dire que le fabricant a considérablement amélioré son produit par rapport aux premiers tests. Cet outil est en effet bien pratique pour nettoyer les surfaces des piliers implantaires, mais aussi les racines dénudées, toujours plus sensibles, ou encore les zones avec des obturations de classe V sans risque de rayure.

Clip vient donc s'ajouter à la panoplie des praticiens pour encore améliorer les techniques de maintenance parodontale et péri implantaire, mais son usage ne peut s'envisager seul, puisque les recommandations actuelles en matière de maintenance péri implantaire s'orientent plutôt vers l'usage d'aéropolisseurs à poudre fine.

Il n'en demeure pas moins que l'action atraumatique de ce simple mais astucieux dispositif permettra à tous les praticiens d'améliorer leurs protocoles de détartrage sans engager d'investissements importants, ce qui, au regard de la modicité persistante de la prise en charge de cet acte, n'est pas si anodin.

F.C.

Présentation/ergonomie: ★ ★ ★ ★ ★

Facilité d'utilisation: ★ ★ ★ ★ ★

Innovation: ★ ★ ★ ★ ★

Efficacité: ★ ★ ★ ★

Indication d'achat:



Grâce à une équipe de 40 praticiens répartis dans toute la France, représentatifs de la diversité des pratiques cliniques, L'Information Dentaire teste plus de 50 produits par an en toute indépendance.

La Rédaction assurant l'interface avec les fournisseurs, les évaluateurs peuvent mener l'essai en toute autonomie et délivrer ainsi une évaluation libre de toute pression commerciale.

Scorpion CLiP and i-tips

French distributor *Générique International*, well known for importing historical products like Super Bond, proposed us to discover this innovative product designed by SCORPION.

This consists in a scaling tip, adaptable on main handpieces, with a classical shape, on which can be fixed a little PEEK cap called **CLiP**, for implants and restorations cleaning.

The interest for this high quality polymer (PEEK) is more and more important because of its biocompatibility properties. In this case, its strength properties are also used. Ultrasonic vibrations will be transmitted in order to clean fragile surfaces with no damages, very interesting for implant abutments.

CLiP's are positioned in an accessory called **CLIPPER** (may contain 5 **CLiP**'s), very useful for the fixation and the removal with no efforts. It can also be used to control the wear of the **CLiP**.

Our evaluators recognized that the system is very well designed, even if they met a few difficulties about the **CLiP** fixing. This tool is very useful for implant abutments cleaning, but also sensitive bare roots, or areas with class V obturations, with no risks of scratches.

The **CLiP** will improve perio and peri-implants maintenance technics, but its use can not be considered only because actual recommendations are moving towards air polishing. The fact remains that the atraumatic action of this simple but clever device will help all practitioners to improve their scaling protocols without big investments.

Presentation / ergonomics: * * * * *

Ease of use: * * * * *

Innovation: * * * * *

Efficiency: * * * *

Buying indicator: 5/5